

NETTOYEUR CHIMIQUE POUR DÉPÔTS CARBONATÉS À USAGE PROFESSIONNEL

DK CLEAN

Concentré



MEDICLEANLAB
PRODUITS POUR LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DESCRIPTION

DK CLEAN est un nettoyeur rapide et efficace, conçu pour l'élimination instantanée des dépôts carbonatés et des laitances en ciment ou de calcaire.

COMPOSITION

- Acide minéral
- Acide organique
- Inhibiteurs de corrosion
- Agents de dispersion

UTILISATIONS

- Revêtements en grés, granit, céramiques, etc. (faire un essaie au préalable) .
- Nettoyage des engins de travaux publics (toupies, camions citernes, etc.) .

MODE D'EMPLOI

Utiliser le produit dilué de 1 à 3 fois sans volume .

SECURITE



- S'utilise en locaux aérés.
- Le port de masque, gants et lunettes de protection est recommandé.
- Après utilisation, rincer abondamment à l'eau les matériels et les récipients.
- Ne pas utiliser **DK CLEAN** sur les métaux tels que l'Aluminium et certains inoxydables.
- Ne jamais mélanger avec des produits oxydants (eau de Javel) ou alcalins.
- Corrosif .
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.
- Conserver sous clés et hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT

Cart : 12 X 1 Litres
Cart : 4 X 5 Litres
bidons : 20 Litres

Couleur Jaunâtre	pH à 20°C <2	Densité à 20°C 1.09±0.02	Aspect Liquide
----------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------



www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.