

SHAMPOOING SPECIAL INJECTION-EXTRACTION.

# EXTRA CLEAN

Concentré



**MEDICLEANLAB**

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

## DÉSCRIPTION

**EXTRA CLEAN** est un shampooing moquette alcalin et non moussant. Il est conçu pour le nettoyage en machines à injection-extraction des moquettes, tapis et tissus d'ameublement.

**EXTRA CLEAN** nettoie en douceur et en profondeur et laisse un parfum agréable. Sa formulation spécifique assure une protection durable des fibres.

## UTILISATION

Aucune indication particulière n'est préconisée. Il est recommandé de faire un essai préalable sur les revêtements délicats et de tester la résistance des couleurs.

## RECOMMANDATIONS DE BOSAGE

Avant tout traitement, passer l'aspirateur à sec. Agiter **EXTRA CLEAN** avant utilisation.

Diluer **EXTRA CLEAN** à raison de 0.5 litres pour 10 litres d'eau chaude de préférence, suivant l'état des revêtements.

Passer l'injecteur-extracteur sur le tissu à nettoyer. Après séchage complet, passer l'aspirateur à sec.

## SÉCURITÉ



- Non toxique.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver à grande eau et consulter un médecin.
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.
- Conserver sous clés et hors de portée des enfants.

## CONDITIONNEMENT

Cart : 4 x 5 Litres .

**Couleur**

Blanchâtre

**pH**  
à 20°C

12±0.5

**Densité**  
à 20°C

1.09± 0.02

**Aspect**

Liquide



[www.mediclean.tn](http://www.mediclean.tn)

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +( 216 ) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.