

# GEL DÉCAPANT POUR SOUDURES

# DECAPINOX GEL

Prêt à l'emploi



**MEDICLEANLAB**

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

## DESCRIPTION

**DECAPINOX GEL** est un gel décapant qui redonne les caractéristiques d'origine de l'inox qui a été endommagé par les opérations telles que le soudage, le coupage, le pliage, le meulage ou par traitement thermique .

## COMPOSITION

Produit à base de mélange d'acides nitrique et fluorhydrique.

## MODE D'EMPLOI

- Appliquer **DECAPINOX GEL** en une fine couche à l'aide d'un pinceau adapté .
- Laisser agir de 30 min à 4 heures en fonction de l'état de la pièce et de la nuance de l'acier.
- Rincer au jet d'eau haute pression .

## SECURITE



- Le port de vêtement anti acide , gants et lunettes est obligatoire.
- Bien fermer le bouchon après l'utilisation .
- Corrosif et toxique .
- Sensible à la chaleur , il nécessite un stockage dans une plage de température comprise entre +10°C et +30°C .

## CONDITIONNEMENT

1-5-10 Kgs

**Couleur**



**Blanche**

**pH**  
à 20°C  
**1 ± 0.5**

**Densité**  
à 20°C  
**1,2 ± 0.02**

**Aspect**

**Gel**



[www.mediclean.tn](http://www.mediclean.tn)

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +( 216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.