

NETTOYANT ALIMENTAIRE MULTI-USAGES POUR HÔTELLERIE

# MS CLEAN

Concentré



**MEDICLEANLAB**

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

## DESCRIPTION

**MS CLEAN** est un nettoyant alimentaire multi-usages, à action pénétrante et solubilisante de la plupart des huiles et graisses.

## COMPOSITION

- Agents dispersants minéraux
- Agents chélatants
- Agents de précipitation
- Agents tampon

## MODE D'EMPLOI

- **MS CLEAN** s'emploie pur ou dilué jusqu'à 15 fois son volume.
- Le traitement est efficace sur des surfaces tièdes.
- Pulvériser, puis essuyer avec une éponge humide.
- Après application, il est nécessaire de rincer à l'eau claire.

## SECURITE



- En cas de projection sur les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.
- Conserver sous clés et hors de portée des enfants.

## CONDITIONNEMENT

Cart : 4 x 5 Litres

Bidons : 20 Litres

**Couleur**

Rose

**pH**

À 20°C

12±0.5

**Densité**

à 20°C

1.10±0.02

**Aspect**

Liquide



[www.mediclean.tn](http://www.mediclean.tn)

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.