

PASSIVANT- NEUTRALISANT

PASSI CLEAN 0.3

Concentré



MEDICLEANLAB

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DESCRIPTION

PASSI CLEAN 0.3 est un passivant-neutralisant, utilisé à la suite de toutes opérations de détartrage acide. A long terme, ces acides, même convenablement rincés, pourraient provoquer des phénomènes de corrosion.

PASSI CLEAN 0.3 est également considéré comme un produit de conservation, utilisé pour la protection des citernes, des chaudières et des moteurs thermique en période d'arrêt temporaire ou prolongée.

COMPOSITION

Produit est à base de sels alcalins et de dispersants à la fois passivant et neutralisant.

SECURITE



- Aucune agressivité sur métaux ferreux.
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou toutes autres sources de chaleur.
- Conserver sous clés et hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT

Cart. 4 x 5 Litres

Couleur

Incolore

pH

**à 20°C
12±0.5**

Densité

**à 20°C
1.07±0.02**

Aspect

Liquide



www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.