

LIQUIDE CALOPORTEUR CONCENTRÉ ECOLOGIQUE

# RADIAGEL P108

Concentré



**MEDICLEANLAB**

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

## DESCRIPTION

**RADIAGEL P 108** est une formulation de pointe (non toxique alimentaire) pour les circuits de chauffage des chauffe-eau solaire.

Formulé à base du mono propylène glycol ainsi que des inhibiteurs de corrosion efficaces afin de protéger le circuit contre la rouille, la corrosion et les dépôts, ainsi que l'ébullition causée par des températures élevées et le risque de gel.

## COMPOSITION

Produit à base de :

- Propylène glycol
- Agents antioxydants
- Inhibiteurs de corrosion
- Eau déminéralisée

## UTILISATIONS

N'utilisez jamais **RADIAGEL P 108** non dilué. Les glycols offrent une meilleure protection contre le gel et l'ébullition lorsqu'ils sont mélangés à de l'eau. Nous recommandons l'utilisation d'eau douce, distillée ou dé-ionisée pour une protection optimale du système. Un mélange 80/20 est convenable dans la majorité des cas.

## SECURITE



- Nocif .
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants .
- A conserver à l'écart des denrées alimentaires .

## CONDITIONNEMENT

Cart : 4 X 5 Litres.

**Couleur**

**Vert-fluo**

**pH**  
à 20°C

**9±0.5**

**Densité**  
à 20°C

**1.10±0.02**

**Aspect**

**Liquide**



[www.mediclean.tn](http://www.mediclean.tn)



Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +( 216 ) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.